


Anti-Hoxa13 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31271

Artikelnummer: CM0013749



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HOXA13, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt eine Bande von ~40 kDa, geeignet für Entwicklungsbiologie und Forschung an Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3209
Gen-ID	3209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 140-320 des humanen HOXA13 (NP_000513.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31271
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eispackung