


Anti-Hoxa13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31271

Artikelnummer: CM0025827



Einführung

CamelBio bietet einen gegen HOXA13 gerichteten kaninchenpolyklonalen Antikörper an, der für WB und ELISA validiert ist und menschliches HOXA13 nachweist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte, was die Forschung an entwicklungsbedingten Transkriptionsfaktoren und der Positionalidentität erleichtert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3209
GenID	3209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 140-320 von menschlichem HOXA13 (NP_000513.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31271
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel