

Anti-Hoxa7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31268

Artikelnummer: CM0017147

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HOXA7, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Regulation von Entwicklungsgenen und der Bildung der anteroposterioren Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANTP; HOX1; HOX1A; HOX1.1; HOXA7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3204
Gen-ID	3204
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 von humanem HOXA7 (NP_008827.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31268
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche