

Anti-Hoxa9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31269

Artikelnummer: CM0002095

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HOXA9 (Homeobox-Protein Hox-A9, P31269), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Unverzichtbar für Entwicklungsbiologie, Onkologie und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA9 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3205
Gen-ID	3205
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 173-272 von humanem HOXA9 (P31269) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P31269
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel