

Anti-Hoxa9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31269

Artikelnummer: CM0022422

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen HOXA9-Homeobox-Transkriptionsfaktor gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Entwicklungsbiologie und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3205
Gen-ID	3205
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-190 von menschlichem HOXA9 (NP_689952.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31269
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel