

Anti-Hoxb2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14652

Artikelnummer: CM0021556

Einführung

Anti-HOXB2-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt das humane Homeobox-Protein Hox-B2 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Entwicklung der anterior-posterioren Körperachse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXB2-Kaninchen-polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	K8; HOX2; HOX2H; Hox-2.8; HOXB2
Art	Mensch
Gen-ID	3212
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-140 des humanen HOXB2 (NP_002136.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14652
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku