

Anti-Hoxb4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17483

Artikelnummer: CM0024240

Einführung

Anti-HOXB4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem HOXB4. Ideal für die Untersuchung der entwicklungsbedingten Transkriptionsregulation und der Musterbildung der anterior-posterioren Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3214
Gen-ID	3214
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem HOXB4 (NP_076920.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17483
Proteinmasse	28kDa
Versand	Eisbeutel