

## Anti-Hoxb6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17509

Artikelnummer: CM0019380

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HOXB6, ein Homeobox-Transkriptionsfaktor. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zu Entwicklungs- und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HOXB6 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 3216                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-110 von humanem HOXB6 (NP_061825.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                               |
| SWISS             | P17509                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 25 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |