

Anti-Hoxb7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09629

Artikelnummer: CM0027635

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HOXB7, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines HOXB7. Geeignet für Entwicklungsbiologie und Krebsforschung. Immunogen: N-terminales rekombinantes Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXB7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HOX2; HOX2C; HHO.C1; Hox-2.3; HOXB7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3217
Gen-ID	3217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 von humanem HOXB7 (NP_004493.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09629
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel