

Anti-Hoxc4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09017

Artikelnummer: CM0015531

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HOXC4, einen entwicklungsbiologischen Transkriptionsfaktor für die anterior-posteriore Musterbildung. Validiert in WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXC4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Spezies	Human
GeneID (Human)	3221
GeneID	3221
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-130 des humanen HOXC4 (NP_055435.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P09017
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel