

Anti-Hoxc6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09630

Artikelnummer: CM0007601

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HOXC6, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der entwicklungsbiologischen Transkriptionsregulation und der Musterbildung der anteroposterioren Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HoxC6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CP25; HOX3; HOX3C; HHO.C8; HoxC6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3223
Gen-ID	3223
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem HoxC6 (NP_004494.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09630
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel