

Anti-Hoxd10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28358

Artikelnummer: CM0006988

Einführung

Anti-HOXD10 Kaninchen monoklonaler Antikörper für humanes HOXD10. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Entwicklungsbiologie und Forschung des Urogenitaltrakts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXD10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3236
GeneID	3236
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-150 von humanem HOXD10 (NP_002139.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P28358
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel