

Anti-Hoxd8 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P13378

Artikelnummer: CM0022688

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen HOXD8, ein Homöobox-Transkriptionsfaktor, der für die antero-posteriore Musterbildung entscheidend ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXD8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3234
GenID	3234
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem HOXD8 (NP_001186675.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13378
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel