

Anti-Hoxd9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28356

Artikelnummer: CM0019871

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane HOXD9, einen Homeobox-Transkriptionsfaktor, der für die Festlegung der anterior-posterioren Achse während der Entwicklung entscheidend ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt eine 36-kDa-Bande und kreuzreagiert mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXD9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3235
GeneID	3235
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen HOXD9 (NP_055028.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28356
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku