


Anti-Hp1-Alpha/Cbx5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P45973

Artikelnummer: CM0015781



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-HP1-Alpha/CBX5-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines HP1-Alpha, ein Homolog des Heterochromatin-Proteins 1, das an epigenetischer Repression und der Kinetochorbildung beteiligt ist. Ideal für die Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] HP1-Alpha/CBX5-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HP1; HP1A; HEL25; X5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23468
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen HP1-Alpha/CBX5 entspricht (NP_001120794.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P45973
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku