


Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P45973

Artikelnummer: CM0010417



Einführung

Humanes HP1 alpha/CBX5 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt Targets aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Heterochromatin und Epigenetik. P45973.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HP1 alpha/CBX5 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23468
GenID	23468
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 92-191 von humanem HP1 alpha/CBX5 entspricht (P45973).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45973
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel