


Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P45973

Artikelnummer: CM0018072



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen HP1 alpha/CBX5 gerichtet ist, anwendbar für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA und ChIP. Erkennt menschliches, murines und ratte HP1 alpha, ein Heterochromatin-Protein, das an der epigenetischen Repression beteiligt ist. Ideal für Chromatin- und Zentromerforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HP1 alpha/CBX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23468
GenID	23468
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-191 von menschlichem HP1 alpha/CBX5 (NP_001120794.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45973
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel