

Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Artikelnummer: CM0009698



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HP1 gamma/CBX3, validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HP1 gamma/CBX3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11335
GenID	11335
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HP1 gamma/CBX3 (NP_057671.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13185
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel