

## Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Artikelnummer: CM0024008



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes HP1 gamma/CBX3 (HECH, HP1-GAMMA) gerichtet ist, für zuverlässige Detektion in WB, IHC-P und ELISA über humanen, murinen und rattigen Proben. Validiert für Epigenetik- und Heterochromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HP1 gamma/CBX3 Kaninchen-pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                |
| GenID             | 11335                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-183 von humanem HP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                   |
| SWISS             | Q13185                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 21kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                             |