

Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13185

Artikelnummer: CM0023189



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen HP1 gamma/CBX3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Molekulargewicht: 21kDa. Ideal für Heterochromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HP1 gamma/CBX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; X3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11335
GenID	11335
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-183 von menschlichem HP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13185
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel