

## Kaninchen-Polyklonaler Anti-Hp1Bp3-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

Artikelnummer: CM0014687



### Einführung

HP1BP3-kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist das heterochromatin-bindende Protein 1-bindende Protein 3, ein Regulator der Zellproliferation und Chromatinkondensation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HP1BP3-Kaninchen-pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3                                                                                                  |
| Art               | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID            | 50809                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-160 des menschlichen HP1BP3 (NP_057371.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | Q5Ssj5                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |