


Anti-Hpcal1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P37235

Artikelnummer: CM0023663



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HPCAL1 (Hippocalcin-ähnliches Protein 1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. ~22 kDa Zielprotein. Geeignet für Kalzium-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HPCAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Spezies	Human
Gen-ID	3241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-193 von humanem HPCAL1 (NP_002140.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37235
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eistüte