

Anti-HPD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32754

Artikelnummer: CM0030725



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HPD (4-Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase) für WB, IHC-P, ELISA. Bestätigte Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Nützlich in der Tyrosinstoffwechsel- und Stoffwechselstörungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HPD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3242
Gen-ID	3242
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-393 von humanem HPD (NP_002141.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P32754
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel