


Anti-Hprt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00492

Artikelnummer: CM0007845



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes HPRT1, validiert für Knockout, geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung des Purin-Salvage-Wegs. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] HPRT1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HPRT; HGPRT; T1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3251
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00492
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche