


Polyklonaler Anti-Hps4-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqg7

Artikelnummer: CM0019869



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HPS4, eine Komponente des BLOC-3-Komplexes. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Melanosomen-Biogenese und des Hermansky-Pudlak-Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HPS4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LE; BLOC3S2; HPS4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	89781
GeneID	89781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 387-708 des menschlichen HPS4 (NP_071364.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQG7
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku