

Polyklonaler Anti-Hr-Antikörper Für Wb Und Elisa - 043593

Artikelnummer: CM0013745

Einführung

Rekombinantes Protein-Immunogen, entsprechend den Aminosäuren 200–480 des humanen HR. Kaninchen-anti-HR-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Histon-Demethylierung und der Haarbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HR-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	AU; MUHH; ALUNC; HYPT4; MUHH1; HSA277165; HR
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55806
GeneID	55806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200–480 des humanen HR (NP_005135.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43593
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Ice-Pack