


Anti-Hras Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01112

Artikelnummer: CM0002508



Einführung

Anti-HRAS Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Ras-MAPK-Signalgebung, Zellproliferation und Krebsbiologie. SWISS P01112.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRAS Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3265
GenID	3265
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01112
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel