


Anti-Hras-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01112

Artikelnummer: CM0017052



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HRAS (GTPase HRas, p21ras). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der Ras-MAPK-Signalübertragung und für die Onkogenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRAS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Spezies	Mensch
Gen-ID	3265
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-189 des humanen HRAS (NP_005334.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01112
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Kühlakku