


Anti-Hras-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01112

Artikelnummer: CM0029232



Einführung

Hochqualitativer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HRAS (p21ras). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Ras-MAPK-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRAS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTLO; HAMS; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASID; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Spezies	Human
GeneID (human)	3265
GeneID	3265
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HRAS (NP_203524.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01112
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche