

## Anti-Hrh1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35367

Artikelnummer: CM0013014



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Histamin-H1-Rezeptor (HRH1) gerichtet ist. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt ein 56 kDa Protein. Ideal für die Forschung zu GPCR-Signalwegen, Allergien und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HRH1 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 3269                                                                                                                               |
| Gen-ID            | 3269                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-340 des menschlichen HRH1 (NP_000852.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                             |
| SWISS             | P35367                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 56kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |