


Anti-Hrpt2 / Cdc73 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6P1J9

Artikelnummer: CM0018395



Einführung

HRPT2 / CDC73 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA in humanen Proben. Zielt auf Parafibromin ab, einen Tumorsuppressor, der an Transkription und Wnt-Signalgebung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRPT2 / CDC73 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79577
GenID	79577
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 435-505 von menschlichem HRPT2 / CDC73 (Q6P1J9) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6P1J9
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel