

Anti-Hrpt2/Cdc73 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q6P1J9

Artikelnummer: CM0004857

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen HRPT2/CDC73 (Parafibromin). Validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Tumorsuppressor, der an der Transkriptionsregulation und dem Zellzyklusfortschritt beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRPT2 / CDC73 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79577
GenID	79577
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-400 von menschlichem HRPT2 / CDC73 (NP_078805.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P1J9
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel