

Anti-Hs1Bp3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53T59

Artikelnummer: CM0025026

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes HS1BP3, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Potenzieller Modulator der IL-2-Signalgebung. Molekulargewicht 43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HS1BP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
Spezies	Mensch
GenID	64342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem HS1BP3 (NP_071905.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53T59
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel