

Anti-Hsc70-Interagierendes Protein (Hip) Monoklonaler Antikörper Für Wb - P50502

Artikelnummer: CM0008487

Einführung

Anti-Hsc70-interagierendes Protein (HIP)
Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines ST13/HIP, ein zytoplasmatisches Co-Chaperon von Hsp70. 41 kDa Protein. UniProt P50502.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsc70-interagierendes Protein (HIP) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interagierendes Protein (HIP)
Spezies	Human
GeneID (Human)	6767
GeneID	6767
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 270-369 des humanen Hsc70-interagierenden Proteins (HIP) (P50502) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P50502
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel