

Anti-Hsc70-Interacting Protein (Hip) Kaninchen-Pab - P50502

Artikelnummer: CM0029145

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der menschliches Hsc70-interacting protein (HIP/ST13) für Western Blot (WB) und ELISA erkennt. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Chaperon-Forschung und Studien zur Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsc70-interacting protein (HIP) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interacting protein (HIP)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6767
GenID	6767
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-369 des menschlichen Hsc70-interacting protein (HIP) (NP_003923.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50502
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel