

Anti-Hsc70/Hspa8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11142

Artikelnummer: CM0002936



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Hsc70/HSPA8 (P11142). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Proteinkontrollqualität, Autophagie und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsc70/HSPA8 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Spezies	Human
GenID (Human)	3312
GenID	3312
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 547-646 von humanem Hsc70/HSPA8 (P11142) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11142
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel