

Anti-Hscb Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8IWL3

Artikelnummer: CM0015659



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen humanes HSCB (JAC1/HSC20), geeignet für Western Blotting und ELISA. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen und zytoplasmatischen Eisen-Schwefel-Cluster-Assemblierung, SDHB-Inkorporation und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSCB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	150274
Gen-ID	150274
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-235 von humanem HSCB (NP_741999.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IWL3
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel