

Anti-Hsd11B2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P80365

Artikelnummer: CM0027233

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HSD11B2 (11-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 2). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Studien zum Glukokortikoidstoffwechsel und zum Mineralokortikoidrezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD11B2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3291 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 266-405 des humanen HSD11B2 enthält (NP_000187.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P80365
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel