

Anti-Hsd17B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14061

Artikelnummer: CM0018620



Einführung

HSD17B1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HSD17B1 (17 β -HSD1, 35 kDa). Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der Östrogenbiosynthese und Steroidmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3292
Gen-ID	3292
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-328 des menschlichen HSD17B1 (NP_000404.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14061
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel