

Anti-Hsd17B13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z5P4

Artikelnummer: CM0003110



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HSD17B13 (Gen-ID: 345275). Valid für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung des hepatischen Lipidstoffwechsels und von Lebererkrankungen. SWISS: Q7Z5P4; Proteingewicht: 34kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HSD17B13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Spezies	Human
GeneID (Human)	345275
GeneID	345275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-211 des humanen HSD17B13 (NP_835236.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q7Z5P4
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel