

Anti-Hsd17B13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Artikelnummer: CM0012265



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches HSD17B13 (Q7Z5P4) gerichtet ist, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zum hepatischen Lipidstoffwechsel und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	345275
GenID	345275
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-300 von menschlichem HSD17B13 (NP_835236.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z5P4
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel