

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Hsd17B13-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Artikelnummer: CM0027764



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen HSD17B13, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt HSD17B13 von Mensch, Maus und Ratte; geeignet für Forschung zum hepatischen Lipidstoffwechsel. Spezifisch für Lipidtröpfchen- und ER-Lokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B13 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	345275
GenID	345275
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z5P4
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel