

Anti-Hsd17B13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q7Z5P4

Artikelnummer: CM0020362



Einführung

HSD17B13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-HSD17B13, ein ~34 kDa Enzym des hepatischen Lipidstoffwechsels. Ideal für die Leberforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLDP, SCDR9, NIIL497, SDR16C3, HMFN0376, HSD17B13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	345275
GenID	345275
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 34-300 des menschlichen HSD17B13 (NP_835236.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q7Z5P4
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel