

Anti-Hsd17B2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P37059

Artikelnummer: CM0012475

Einführung

Monoklonaler Antikörper gegen humanes HSD17B2 (P37059), validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Steroidstoffwechsels und der endokrinen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3294
Gen-ID	3294
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen HSD17B2 (NP_002144.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37059
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel