

Anti-Hsd17B3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P37058

Artikelnummer: CM0025034

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HSD17B3, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der Androgenbiosynthese und verwandte diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
Spezies	Mensch
Gen-ID	3293
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-310 von humanem HSD17B3 (NP_000188.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37058
Proteingewicht	35kDa
Versand	Kühlakkus