

Anti-Hsd17B7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P56937

Artikelnummer: CM0022981

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HSD17B7 (P56937) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Forschung zu Steroidhormonstoffwechsel und Cholesterinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51478
Gen-ID	51478
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-200 von humanem HSD17B7 (NP_057455.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56937
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel