


Anti-Hsd17B8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92506

Artikelnummer: CM0017222



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HSD17B8 (Q92506) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Fettsäuresynthese und des Steroidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dj1033B10.9; HSD17B8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7923
GenID	7923
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92506
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel