

Anti-Hsd3B1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P14060

Artikelnummer: CM0026048

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches HSD3B1, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt endogenes HSD3B1 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für Forschung zu Steroidogenese und Androgenmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD3B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3283
GenID	3283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-290 von menschlichem HSD3B1 (NP_000853.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14060
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel