

Anti-Hsd3B1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14060

Artikelnummer: CM0002211

Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen menschliches HSD3B1, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Steroidogenese und Hormonforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD3B1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3283
GenID	3283
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem HSD3B1 (P14060) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14060
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel