


Anti-Hsf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q00613

Artikelnummer: CM0004834



Einführung

Kaninchen anti-HSF1 monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Hitzeschockantwort- und Transkriptionsforschung. SWISS: Q00613.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSTF1; HSF1
Spezies	Human
GeneID	3297
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 429-530 von humanem HSF1 entspricht (NP_005517.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00613
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel